

---

## Informationen zur Testpflicht ab Montag, 28.02.2022

Es besteht eine Testpflicht besteht nur noch für nicht immunisierte Personen.

Die Schüler\*innen und Schüler werden dreimal wöchentlich (montags, mittwochs und freitags) zu Hause getestet.

Die Antigen-Selbsttests werden von der Schule an die Kinder ausgeteilt.

Termin: Freitag, 25.02.2022

### Ausnahmen für geimpfte und genesene Schüler\*innen

Genesene Schüler\*innen sind von der Testpflicht ausgenommen. Die Genesung muss durch einen offiziellen Genesenennachweis oder durch den positiven Antigen-Schnelltest/Bürgertest nachgewiesen werden.

Geimpfte Schüler\*innen sind von der Testpflicht ausgenommen. Die Impfung muss durch eine Kopie des Impfausweises oder ein Impfzertifikat nachgewiesen werden. Der Impfschutz ist erst 14 Tage nach der 2. Impfung gültig.

Gültigkeit: Im Moment sind sowohl die Impfung, als auch der Nachweis über eine Genesung 90 Tage (3 Monate) gültig.

### Können auch geimpfte und genesene Kinder freiwillig an der Testung teilnehmen?

Ja. Kreuzen Sie dazu bitte beide Kästchen auf der Bestätigung über die Testpflicht an. Dann erhalten Sie automatisch auch Tests ausgeteilt.

### Kann die Testung auch schon abends stattfinden?


Ja. Es ist möglich die Kinder auch sonntags, dienstags und donnerstags abends zu testen. Der Test sollte aber innerhalb der 24 Stunden stattfinden, für die Zeit, die das Kind in der Schule verbringt.

### Findet die Testung durch das Testzentrum an der Schule weiter statt?

Ja. Das Testzentrum wird auf jeden Fall bis zum 11.03.2022 weiter vor Ort sein und testen.

So haben Sie einen digitalen Testnachweis für Veranstaltungen etc.


Außerdem können Sie bei einem positiven Test Ihr Kind an der Schule nachtesten lassen und haben bei einem positiven Test Anspruch auf einen PCR-Test im Testzentrum von Medicare.



---

## **Kurzanleitung Schnelltests SAFECARE BIO-TECH**

**1. Röhrchen mit Flüssigkeit am besten in eine Wäscheklammer klemmen. Es geht auch ein umgedrehter Legostein**



**2. Aufkleber abziehen (ist für die Kinder noch etwas schwierig).**

**3. Stäbchen je 5x in jedem Nasenloch drehen.**

**4. Stäbchen 8-10 Mal in dem Röhrchen drehen.**

**Es ist keine Wartezeit notwendig!**

**5. Röhrchen zusammendrücken und Stäbchen gut abstreifen.**

**6. Deckel schließen und 3 Tropfen Flüssigkeit in die Probenvertiefung geben.**

**7. Müll entsorgen.**

**8. Wartezeit: 15 Minuten**

**9. Bei einem positiven Ergebnis muss eine zweite Testung im Testzentrum erfolgen. Bitte teilen Sie dies auch der Schule mit.**